

2026年2月3日

| 栄研化学社 | | | | | グローバルサイエンス | | | | |
|------------------|----------|--------|---------|---|------------|------------------------|------|----------|--------------------------------------|
| 欠品している製品名 | 包装単位 | 製品コード | 統一商品コード | | 品番 | 品名 | 入数 | 規格 | URL |
| 滅菌スポイト | 10本×200袋 | CA2000 | 703312 | ➡ | 20360 | 喀痰用スポイト 滅菌済（10本包装） | 2000 | 10本×200袋 | 喀痰用スポイト 滅菌済 |
| 滅菌スポイト2号 | 10本×200袋 | CB2000 | 703343 | ➡ | 20120 | スポイト 1 cc滅菌済(10本包装) | 2000 | 10本×200袋 | スポイト 1 cc2号滅菌済 |
| 滅菌スポイト3号 | 10本×200袋 | CC2000 | 703374 | ➡ | 20280 | スポイト 2 cc(L)滅菌済（10本包装） | 2000 | 10本×200袋 | スポイト 2 cc(L)滅菌済 |
| 滅菌スポイト4号 | 5本×400袋 | CD2000 | 703404 | ➡ | 20340 | スポイト 3 cc（L） 滅菌済 | 2000 | 10本×200袋 | スポイト 3 cc（L） |
| 滅菌60mL検査用コップ | 1個×200袋 | BH2000 | 703244 | ➡ | 52140 | 滅菌60ml検査用コップ | 300 | 個包装 | 滅菌60ml検査用コップ |
| 滅菌50mL検査用コップ | 1個×200袋 | BI2000 | 703268 | ➡ | 52100 | P P カップ50cc滅菌済 | 300 | 個包装 | P P カップ50cc滅菌済 |
| 滅菌30mLスクリュコップ | 1個×200袋 | BJ2000 | 703282 | ➡ | 33345 | 喀痰・病理細菌30 c c 滅菌済 | 700 | 個包装 | 喀痰・病理細菌30 c c 滅菌済 |
| 滅菌ディスポ白金耳 1マイクロ | 10本×100袋 | TX2001 | 708843 | ➡ | 31100 | ディスポ白金耳 1 μ 2号 滅菌済 | 2000 | 20本×100袋 | ディスポ白金耳 1 μ 2号 滅菌済 |
| 滅菌ディスポ白金耳 10マイクロ | 10本×100袋 | TX2010 | 708850 | ➡ | 31110 | ディスポ白金耳 1 0 μ 2号 滅菌済 | 2000 | 20本×100袋 | ディスポ白金耳 1 0 μ 2号 滅菌済 |
| 滅菌ディスポ白金線 | 10本×100袋 | TX3000 | 708867 | ➡ | 31031 | ディスポニードル滅菌済 | 2000 | 20本×100袋 | ディスポニードル滅菌済 |
| 滅菌栄研チューブ4号－K | 20本×50袋 | JD6000 | 705576 | ➡ | 16013 | 培養チューブ 4 cc滅菌済 | 2000 | 20本×100袋 | 培養チューブ 4 cc滅菌済 |